



Koppel Hysio in 4 stappen

Test de koppeling op de afgeschermdde stagingomgeving. Maak daar een beperkte API-sleutel en gebruik die uitsluitend voor je technische evaluatie.




Dit heb je nodig: een stagingaccount dat door Hysio is aangemaakt. Vraag toegang aan via adam@hysio.nl.

01

Open staging


Log in op app.staging.server03.hysio.nl en ga naar **Instellingen > API-sleutels**. Heb je nog geen account, vraag de beheerder om toegang.



02

Maak een sleutel voor je dossier


Klik op **Nieuwe sleutel** en gebruik een herkenbare naam, zoals Naam dossier koppeling. Laat de drie standaardrechten geselecteerd, tenzij je dossierleverancier iets anders vraagt.



03

Kopieer de sleutel meteen


Klik op **Sleutel aanmaken** en daarna op **Kopiëren**. De volledige sleutel wordt maar één keer getoond. Kopieer ook het API-basisadres als je dossier daarom vraagt.



04

Plak hem in je dossier

Open de Hysio-koppeling in je EPD, ECD of HIS. Plak de sleutel in API-sleutel, API-key of token. Vul zo nodig het API-basisadres in, sla op en test de koppeling.



Behandel je API-sleutel als een wachtwoord. Deel hem niet via e-mail of chat. Is de sleutel zichtbaar geworden? Trek hem in Hysio in en maak een nieuwe.

